



IntegriMedical®

TŰNÉLKÜLI INJEKCIÓS MEGOLDÁSOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CE 0297

TARTALOMJEGYZÉK

Rendeltetészerű használat, felhasználási javallatok és felhasználói célcsoport	2
A rendszer tartalma	3-4
Használati utasítás	5-15
Klinikai megjegyzések	16
Jelmagyarázat	17-18
Gyakori kérdések	19-20
Elérhetőségek	21
Jótállással kapcsolatos tájékoztatás	22
Képzés elismerése	23
Ha más nyelveken szeretné olvasni a használati utasítást, töltse le a megfelelő eIFU-t innen https://integrimedical.com/instructions-for-use	

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT, FELHASZNÁLÁSI JAVALLATOK ÉS FELHASZNÁLÓI CÉLCSOPORT

A tű nélküli injekciós rendszer (NFIS) legfeljebb 0.5 ml gyógyszer és biológiai készítmény intramuscularis (IM) vagy bőr alá adott (SC) injekciók útján történő beadására készült. Az NFIS otthoni vagy professzionális használatra készült, és képzett egészségügyi szakemberek vagy azon páciensek használhatják, akiknek kezelőorvosuk engedélyezte az öninjekciózást. Az NFIS a gyermek és felnőtt népesség számára készült.

Az NFIS nem alkalmas sűrű, nagy viszkozitású molekuláris gyógyszerekkel vagy kémiaailag agresszív gyógyszerekkel való használatra.

A RENDSZER TARTALMA

1. NFIS eszköz
(újrafelhasználható)

nyitott
henger



2. Betöltő
(újrafelhasználható)




3. Patron
(egyszer használatos).....



4. Fiolaadapter

Egyszeri vagy több, legfeljebb 10 használatra.
Használati időtartam a WHO irányelvei és a
gyógyszergyártók felbontott fiolákra vonatkozó
irányelvei szerint.




5. Előre töltött fecskendőadapter
(egyszer használatos).....



A RENDSZER TARTALMA

6. Injekciós gyakorlóhab

 *Addig gyakorolja az injekció habba történő beadását, amíg nem érzi magát elég magabiztosnak és gyakorlottnak az eszköz használatához*




7. Zárható hordtáska



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. LÉPÉS - AZ INJEKCIÓ HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Válasszon ki egy olyan területet, ahol alacsony az elfertőződés esélye, ahol a bőr érintetlen, és nincs irritáció, horzsolás, égés stb.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. LÉPÉS - AZ INJEKCIÓ HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE - folytatás

2. Gyűjtse össze és helyezze az összes eszközt (NFIS készlet, gyógyszeres fiola, előre töltött fecskendő, öntapadós kötszer, alkoholos kendő) egy tiszta, száraz felületre. Mossa meg a kezét, és húzzon steril kesztyűt.
3. Vizsgálja meg az **ÖSSZES** részt és csomagolást, hogy nincs-e rajtuk sérülés. **NE** használjon olyan részt, ami leesett vagy megsérült. Cserélje ki a sérült steril csomagolásokat és részeket **ÚJAKRA**.
4. Tisztítsa meg az injekció helyét és hagyja megszáradni.
 - ▲ **NE ÉRINTSE MEG AZ INJEKCIÓ ELŐKÉSZÍTETT HELYÉT AZ INJEKCIÓ BEADÁSA ELŐTT.**
 - ▲ **OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A GYÓGYSZER / BIOLÓGIAI GYÓGYSZER GYÁRTÓJÁNAK AZ ORVOSSÁG MEGFELELŐ ADAGOLÁSÁVAL, TÁROLÁSÁVAL, AZ INJEKCIÓ BEADÁSI HELYÉVEL, ALLERGIÁKKAL STB. KAPCSOLATOS AJÁNlásAIT.**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

2. LÉPÉS - AZ NFIS ESZKÖZ ELŐKÉSZÍTÉSE

▲ Minden egyes használat előtt tisztítsa meg és fertőtlenítse az NFIS eszközt és a betöltőt 7 lépés a használati utasításban leírtaknak megfelelően.

1. Nyissa fel a betöltőt a teljes felnyílásáig.



2. Csúsztassa az NFIS eszköz hengerét a betöltőbe először 30 fokos szögben, majd biztonságosan helyezze az NFIS eszközt a betöltőn belüli vágatba.



3. Határozottan nyomja le a betöltő felső fedelét a jelzett helyen az NFIS eszköz betöltéséhez.

▲ Amikor kész, betöltő kinyitott állapotba ugrik vissza.



4. Nyissa ki teljesen a betöltőt, emelje fel az NFIS eszközt, és vegye ki a betöltőből. Tegye félre.

▲ NE használja üresen* az NFIS eszközt; az ilyen használat kárt okoz benne.

NE ejtse le az NFIS eszközt; az eszköz leesése károsíthatja a részeket, pl. a biztonsági kupakot, vagy befolyásolhatja az NFIS eszköz működését.

* üres használat - az injekciós gomb megnyomása patron nélkül vagy üres patronnal



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

3A. LÉPÉS - A FIOLAADAPTER ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Vegye ki a fiolaadaptert a csomagolásból.

⚠ NE ÉRINTSE MEG A TŰSKÉT - szennyeződés történhet

⚠ Ha kis méretű fiolát használ (13 mm-es vagy annál kisebb), a fiolaadapter használatra kész.

⚠ Ha nagyobb fiolát használ (13 mm-nél nagyobb), NE használja a kis méretű adapter betétet; vegye ki azt a fiolaadapterből és dobja ki (lásd az 1a).



2. Törölje meg alkoholos törlőkendővel a fiola gumidugóját.



3. Illessze be a fiolaadapter tűskéjét a fiola közepébe.

⚠ Hasznos lehet a fiola vízszintes felületre történő helyezése.



4. Az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva távolítsa el a biztonsági kupakot a fecskendő adapteréről.

⚠ Ha többadagos fiolát használ, tegye félre a kupakját, és az injekció beadása után helyezze vissza azt a sterilitás megőrzése érdekében.





HASZNÁLATI UTASÍTÁS

3B LÉPÉS - AZ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐ ADAPTER ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Óvatosan távolítsa el a kupakot az előretöltött fecskendő hegyéről.

2. Vegye ki az előretöltött fecskendő adaptert a csomagolásból.

 *Ne érintse meg az előretöltött fecskendő és az előretöltött fecskendő adapter hegyét - szennyeződés történhet.*



3. Csavarja fel az előretöltött fecskendő adaptert az előretöltött fecskendő hegyére.



4. A patron csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden levegőt eltávolított az előretöltött fecskendőből és az adapterből.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

4A. LÉPÉS - A PATRON ELŐKÉSZÍTÉSE FIOLAADAPTERREL

1. Vegye ki a patron a csomagolásából.

▲ NE ÉRJEN A PARTON HEGYÉHEZ (NYÍLÁSÁHOZ), MERT BESZENNYEZŐDHET.



2. Helyezze a patron a fioლაadapterre. Fordítsa el az óra járásával megegyező irányba, amíg nem szorul.



3. Miközben szilárdan tartja a fiolát és a fioლაadapert a helyén, fordítsa a fiolát fejjel lefelé, majd lassan húzza vissza a dugattyúszárat a kívánt dózishoz tartozó töltésbeosztásig.

▲ Ha a dugattyú véletlenül teljesen kihúzódik a patron testén kívülre, az alkatrész beszenyeződhet. Kérjük, cserélje ki az összes rendszerelemet új alkatrészekre, és cserélje ki a szennyezett gyógyszeres fiolát. Kezdje újra az eljárást a 3B.1. lépésnél.



4. Helyezze a gyógyszeres fiolát a jobb oldalával felfelé. Fogja meg a fioლაadapert, és a töltött patron az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva vegye ki.

▲ Ha további működtetéseket tervez a többadagos gyógyszerrel / biológiai gyógyszer fiolákkal, helyezze vissza a védőkupakot a fioლაadapterre, és tárolja a gyógyszer / biológiai gyógyszer címkéjén feltüntetett tárolási feltételeknek vagy a WHO vonatkozó iránymutatásainak megfelelően.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

4B. LÉPÉS - A PATRON ELŐKÉSZÍTÉSE ELŐRE TÖLTÖTT FECSKENDŐADAPTERREL

1. Vegye ki a patron a csomagolásából.

⚠ NE ÉRJEN A PARTON HEGYÉHEZ (NYÍLÁSÁHOZ), MERT BESZENNYEZŐDHET.



2. Helyezze a patron az előre töltött fecskendőadapterre. Fogja meg az adaptert, és csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg nem rögzül.



3. Tartsa szorosan a helyén az orvossággal előre töltött fecskendőt és az előre töltött fecskendő adapterét, és fordítsa lefelé az orvossággal előre töltött fecskendőt. Nyomja vissza lassan az NFIS-patron dugattyúját, és közben nyomja be az előre töltött fecskendő dugattyúját. Ügyeljen arra, hogy az előírt gyógyszeradag kerüljön a patronba.

⚠ *Ha véletlenül teljesen kihúzza a dugattyút a patrontestből, beszenyeződhet. Cserélje ki a rendszer összes részét új részekre, és cserélje ki a szennyezett orvossággal előre töltött fecskendőt. Kezdje újra az eljárást a 4B.1 lépéstől.*



4. Fordítsa vissza az orvossággal előre töltött fecskendőt. Fordítsa el a patron az óra járásával ellentétes irányba a kivételhez.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

5. LÉPÉS - A PATRON ELŐKÉSZÍTÉSE - folytatás

⚠ NE ÉRINTSE MEG A PATRON HEGYÉT.

1. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e légbuborékok.


⚠ *Légbuborék esetén az ujjával pöckölje meg a patron oldalát, hogy a légbuborék feljöjjön a folyadék tetejére, majd finoman nyomja felfelé a dugattyúszárat a légbuborék eltávolításához.*



2. Helyezze be a töltött patron (elsőnek a dugattyúszárat) az NFIS eszközbe.



3. Fordítsa el a patron az óra járásával megegyező irányba, amíg nem rögzül szorosan. Ügyeljen arra, hogy a patron megfelelően rögzítve legyen az NFIS-eszközhöz. A patron vezetékeinek teljes mértékben működniük kell az NFIS-eszköz vezetékeivel.



A RENDSZER MOST HASZNÁLATRA KÉSZ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

6. LÉPÉS - INJEKCIÓ BEADÁSA

⚠ NE HELYEZZE A PATRONT KÖZVETLENÜL VÉRÉR FÖLÉ.

1. Figyeljen, hogy a páciens kényelmes, ellazult helyzetben legyen. Helyezze az NFIS eszközt 90fokos szögben az injekció helyére.

A szubkután injekció beadásához csípje össze és húzza fel a bőrt az injekció beadásának helye felett.

2. A hüvelykujjával távolítsa el a biztonsági kupakot az NFIS eszköztől.

3. Egyenletes nyomást alkalmazzon, hogy ne legyen rés a bőr és a paron között.

⚠ TARTSA FENN A NYOMÁST A HIÁNYOS DÓZISSAL VÉGZETT INJEKCIÓ ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.

4. Határozottan nyomja meg a kioldó gombot és tartsa a helyén az NFIS eszközt néhány másodpercig a kioldó gomb megnyomása után, hogy a gyógyszer behatolhasson a bőrbe.

Néhány csepp gyógyszer a visszafolyás miatt előfordulhat az oldalán

⚠ Ne feledje, hogy hangos kattánás jelzi az injekció megkezdését.

5. Az orvosság teljes beadása után tartsa 5-7 másodpercig az injekció beadási helyén az NFIS-eszközt.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

6. LÉPÉS - INJEKCIÓ BEADÁSA - folytatás

6. Az injekció után helyezzen öntapadós kötszert az injekció beadási helyére.
7. A patron óra járásával ellentétes irányba történő elfordításával távolítsa el azt az NFIS-eszköztől.

 *A patron minden használat után dobja ki a megfelelő ártalmatlanítási mód alkalmazásával.*




Ennek az eszköznek a használata nem hosszabbítja meg a gyógyszer / biológiai gyógyszer felhasználhatóságát. Ha az orvosság felhasználhatósági ideje az eszköz használata során jár le, cserélje ki a fiolát egy újra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

7. LÉPÉS - INJEKCIÓ BEADÁSA UTÁN

1. NFIS eszköz / betöltő: Fertőtlenítse alkoholos kendővel, és a következő használatig tárolja a készlet dobozában.

 *Az NFIS eszközt a patron csatlakoztatása nélkül tárolja a készlet dobozában.*

 *Ne tegye ki az eszközt szélsőséges hőmérséklet értékeknek.*



2. Többdózisú fiola esetén, ha nem üres, és nem volt 10-nél több alkalommal használva, zárja le és tárolja el a fiolát, vagy tárolja a gyógyszergyártó utasításai vagy a vonatkozó WHO-irányelvek szerint. A következő dózis beadásánál kövesse az utasításokat a 3. lépéstől. Az üres orvosságos fiolát a megfelelő ártalmatlanítás mód alkalmazásával dobja ki. A fiolaadaptert a helyi előírások vagy a WHO-irányelvek szerint ártalmatlanítsa.

3. Az üres előre töltött fecskendő adapterét a megfelelő ártalmatlanítási mód alkalmazásával dobja ki.

4. A használt patronát és egyéb fogyóeszközöket a megfelelő ártalmatlanítási mód alkalmazásával dobja ki.

 *Tekintse át a gyógyszer gyártójának ajánlásait és az Amerikai Gyógyszerkönyv (USP) irányelveit a tárolhatósággal és a sterilítással, valamint azzal kapcsolatban, hogy az NFIS-eszköz használata nem helyettesíti a biológiai biztonsági kabin (BSC) használatát.*

5. A következő dózis beadásához lásd a 3. lépést.

KLINIKAI MEGJEGYZÉSEK

A KÖVETKEZŐ HELYI REAKCIÓK LÉPHETNEK FEL A TŰ NÉLKÜLI INJEKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATA SORÁN.

- a) Egyes gyógyszerek égést, fájdalmat vagy csípő érzést okozhatnak. Keresse a gyógyszer címkézésén a helyi reakciók leírását.
- b) Az injekció beadása után vércsepp vagy folyadék jelenhet meg. A vér- és/vagy folyadékvesztés minimalizálható, ha az injekció beadásának helyére azonnal vattapamacsot vagy gézt nyomunk néhány másodpercig, majd ezt követően ragtapaszt alkalmazunk.
- c) A dózis intramuszkuláris (IM) és szubkután (SC) célszövetbe juttatásának biztosítása érdekében olvassa el a 13. oldalt és a megfelelő injekciós technikát. További információkért olvassa el a gyógyszer/biológiai termék címkéjét.
- d) Néhány csepp gyógyszer a visszafolyás miatt előfordulhat az oldalán.

JELMAGYARÁZAT



Gyártó
Az orvostechnikai eszköz gyártóját jelöli



Az Európai Közösségben lévő meghatalmazott képviselő Az Európai Közösségben lévő meghatalmazott képviselőt jelöli.



A gyártó dátuma
Az orvostechnikai eszköz gyártásának dátumát jelzi.



Felhasználhatóság
Jelzi, hogy az orvostechnikai eszközt a mellékelt dátum után nem szabad használni.



Mennyiség
A csomagonkénti darabszámot jelöli.



Sorozatszám
Az orvostechnikai eszköz gyártójának sorozatszámát jelöli.



Tételszám
A gyártási tételszámot jelöli.



Használati utasítás
Az orvostechnikai eszköz működtetésekor a kezelési útmutatót kell áttanulmányozni és követni



Katalógusszám
A gyártó katalógusszámát jelöli, amelyet a megrendelés leadásakor kell használni



Óvatosság
Az orvostechnikai eszköz működtetése során óvatosságra van szükség. A kezelő tudatossága szükséges a nemkívánatos következmények elkerülése érdekében.



CECE-jelölés
Az európai műszaki megfelelőségi jelzést mutatja.

JELMAGYARÁZAT



Etilén-oxiddal sterilizált, azt jelzi, hogy az orvostechnikai eszköz sterilen van biztosítva, és etilén-oxiddal lett sterilizálva.



Ne sterilizálja újra, azt jelzi, hogy az orvostechnikai eszközt nem szabad újra sterilizálni



Egyszeres steril elválasztórendszer
Egyszeres steril elválasztást alkalmazó csomagolásban van. Ha ez elszakadt, az eszköz nem steril.



Nem pirogén,
azt jelzi, hogy az orvostechnikai eszköz nem pirogén.



Ne használja újra, azt jelzi, hogy az orvostechnikai eszköz egyszer használatos, és tilos egynél több alkalommal használni.



Tartsa szárazon, azt jelzi, hogy az orvostechnikai eszközt védeni kell a nedvességtől.



Ne használja, ha a csomagolás sérült, azt jelzi, hogy az orvostechnikai eszközt tilos használni, ha a csomagolása sérült vagy fel lett bontva



Tartsa napfénytől szárazon, azt jelzi, hogy az orvostechnikai eszközt nem szabad napfénynek kitéve tárolni



Tárolási hőmérséklet, azt jelzi, hogy az orvostechnikai eszközt a megadott hőmérsékleti tartományon belül kell tárolni.



Szállítási hőmérséklet, azt jelzi, hogy az orvostechnikai eszközt a megadott hőmérsékleti tartományon belül kell szállítani.

Miért nem tudom lenyomni az NFIS eszköz aktiválógombját?

A nagyobb hatékonyságért úgy nyomja meg a gombot, hogy hüvelykujja az aktiválógomb teljes felületét eltakarja. Gyakorolja az injekció beadását a gyakorlóhabon, hogy magabiztosan megtanulja az aktiválógomb sikeres lenyomásához szükséges nyomást. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálati csapathoz.

Ad ki hangot az injekciós eszköz?

A gyógyszer beadása során az eszköz hallható kattanó hangot ad ki az aktiválógomb lenyomásakor.

Mire valók a fiolaadapterek?

A fiolaadapterek feladata a folyékony gyógyszer / biológiai gyógyszer átvitele a gyógyszeres fiolából a tű nélküli injekciós rendszer patronjába. Mivel az NFIS-eszköz nem használ tűt a gyógyszer / biológiai gyógyszer fiolából való kivételéhez, a fiolaadapter felelős a gyógyszer / biológiai gyógyszer patronba való juttatásáért.

Mire valók az előre töltött fecskendező adapterei?

Az előre töltött fecskendező adaptereinek feladata a folyékony gyógyszer / biológiai gyógyszer átvitele az előre töltött fecskendezőből a tű nélküli injekciós rendszer patronjába.

Hányszor használható a fiolaadapter?

A fiolaadapter eldobható termék, amelyet egy adott típusú gyógyszer egyszeri vagy többszöri adagjához lehet használni. Lásd a 7.2. pontot a 15. oldalon.

Hányszor használható az előre töltött fecskendező adaptere?

Az előre töltött fecskendező adaptere egyszer használatos.

Váltogassam az injekció beadási helyét?

Igen, az injekció beadási helyét a kezelőorvosok / egészségügyi szakemberek utasításai alapján váltogatni kell.

Mi a legjobb testhelyzet az injekció beadásához?

A megfelelő pozíciót az injekciót beadó személynek kell meghatároznia. Arra azonban figyelni kell, hogy az NFIS-eszköz 90°-os szögben legyen, és az injekció beadásához követni kell a 13. oldalon található lépéseket.

GYIK

Tapasztalható-e vérzés az injekció után?

Vérzés általában nem tapasztalható. Akárcsak a tűt használó injekciók, a tű nélküli injekciós rendszer is okozhat károsodást a bőr külső rétegében. Ritka esetekben ez gombostűfejnyi vércsepp megjelenésével járhat a tű nélküli injekció beadásának helyén.

Miért marad némi gyógyszer / biológiai gyógyszer a bőrömön az injekció beadása után?

Amikor ez történik, akkor nem jutott be a szervezetébe az összes gyógyszer. Akkor marad gyógyszer a bőrön, ha az eszköz nem volt elég szorosan a bőrön és/vagy nem 90°-ban volt elhelyezve. Nyomja erősen az injekció beadási helyére az NFIS-eszközt, amíg a bőr nem zárja le egyértelműen az injekciós eszközt. Tartsa a helyén 5-7 másodpercig az NFIS-eszközt, hogy a gyógyszer teljesen bejusson a bőrébe.

Melyek az alkalmazásonkénti minimális és maximális mennyiségek?

Egy alkalommal minimum 0.1 ml és maximum 0.5 ml folyékony gyógyszer / biológiai gyógyszer adható be.

Újra lehet használni a patront?

Nem, a parton egyszeri használatra lett szánva.

Hogyan kell tisztítani az NFI- eszközt és a betöltőt?

A keresztszennyeződés elkerülése érdekében az NFIS-eszköz és betöltő külső felületét alkoholos kendővel kell fertőtleníteni.

Hogyan kell tárolni a NFIS-eszközt?

Az NFIS-eszközt a biztosított tárolási készletdobozban kell tárolni.

Hogyan kell ártalmatlanítani a patront, a fiolaadaptereket és az előre töltött fecskendező adaptereit?

A patront, a fiolaadaptereket és az előre töltött fecskendező adaptereit a helyi előírások vagy a WHO-irányelvek szerint kell ártalmatlanítani. Az éles tárgyakra vonatkozó ártalmatlanítási előírásokat nem kell figyelembe venni, mivel nincsenek éles tárgyak.

Milyen hőmérsékleten kell tárolni a rendszert?

Az NFIS készlet ideálisan 10°C (50°F) és 40°C (104°F) közötti hőmérsékleten tárolandó.

IntegriMedical®

T Ű N É L K Ű L I I N J E K C I Ó S M E G O L D Á S O K

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
CUSTOMERSERVICE@INTEGRIMEDICAL.COM

RENDELÉSHEZ KÜLDJÖN E-MAILT AZ
ORDERS@INTEGRIMEDICAL.COM

HA PANASZA VAN, ÍRJON A
COMPLAINTS@INTEGRIMEDICAL.COM

SÚLYOS MELLÉKHATÁSOK ESETÉBEN FORDULJON AZ INTEGRIMEDICALHOZ, AZ
SOS@INTEGRIMEDICAL.COM CÍMEN, ÉS ÉRTESÍTSE AZ ÖN ORSZÁGÁBAN ILLETÉKES HATÓSÁGOT /
SZABÁLYOZÓ SZERVET.

JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

NFIS

Az NFIS-re a vásárlástól számított 2 év garancia vonatkozik. A garancia a normál használat során felmerülő anyag- és gyártási hibákra terjed ki. A garanciális időszak alatt az IntegriMedical megjavítja vagy kicseréli az NFIS-eszközt és/vagy az alkatrészeket. Kezelési és szervizdíj kerülhet felszámításra. A garanciális szerviz igénybevételéhez küldjön egy e-mailt az NFIS sorszámával a **customerservice@integrimedical.com címre**

KÉPZÉS ELISMERÉSE

Elismerjük, hogy a kijelölt IntegriMedical forgalmazó/képviselő képzést nyújtott a tű nélküli injekciós rendszer (NFIS) használatáról.

Képzés időpontja: _____

IntegriMedical forg. / képv.



Név / pecsét / aláírás

Kórház / klinika / felhasználó



Név / pecsét / aláírás

Integri**Medical**[®]

T Ű N É L K Ű L I I N J E K C I Ó S M E G O L D Á S O K

IntegriMedical®

T Ű N É L K Ű L I I N J E K C I Ó S M E G O L D Á S O K

IntegriMedical LLC
7862 N County Road 100 E
Bainbridge IN 46105



IntegriMedical Private Limited
Survey No. 614,
Hissa No.10 & 11,
At Post Saswad, Taluka
Purandhar, Pune 412301,
Maharashtra, India
E-Mail: customerservice@integrimedical.com

 Obelis s.a.
Boulevard General Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Telefon: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

www.integrimedical.com